
ECO&ECG Gel - flacon x 1000 ml

I.D.: 43175049

Data publicarii	21.02.20	Coduri CPV	33124130-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 51,15 RON - 51,15 RON

Descriere: Gel ECO & ECG - flacon x 1000 ml Gel de contact pentru investigatii EKG si cu ultrasunete - mediu de transmitere a ultrasunetelor între transductor si suprafata externa a corpului, transparent, hidrosolubil, hipoalergenic. Elimina aerul dintre piele si proba, permitând undelor sa ajunga la aparatul de monitorizare intr-un mod cât mai clar. Corectitudine acustica pentru o gama larga de frecven?e utilizate; complet apos, nu pateaza hainele si nu deterioreaza conductorii. Instructiuni de utilizare: Curatati si degresati pielea pacientului. Aplicati cantitatea adecvata de Eco& Ecg Gel. În cazul utilizarii defibrilatorului acoperiti cu atentie si in totalitate suprafata padelelor cu gel si efectuati procedura conform instructiunilor din manual. La finalul investigatiei îndepartati de pe piele cu un prosop sau un servetel de hârtie. Curatati echipamentul imediat dupa utilizare. Contraindicatii: A nu se utiliza pentru uz intern, adica, în intraoperator, intracavitar, sau aplica?ii de biopsie. Acest produs nu este destinat uzului casnic. ACHIZITIA TINE LOC DECOMANDA
