



Tensiometru de brat, manseta 22-36 cm, Laica BM2301W CF **ILINI**

I.D.: 87506784

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.09.23 | Coduri CPV | 33123100-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 138,65 RON - 138,65 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Tensiometru automat de brat, manseta 22-36 cm, Laica BM2301W. Tensiometru automat de brat, manseta 22-36 cm, Laica BM2301W este un dispozitiv medical pentru monitorizarea starii de sanatate a dumneavoastră. Masoara pulsul și tensiunea arterială cu exactitate. Ecranul LCD mare permite vizualizarea indicilor masurati cu usurinta. Umflarea și dezumflarea manșetei se realizează automat. Masoara eficient și non invaziv tensiunea arterială (sistolica și diastolica) și pulsul. Tensiometrul de brat fisează clasificarea nivelor de tensiune arterială stabilite de WHO (World Health Organization – Organizația Mondială a Sanatatii). Metoda de măsurare este oscilometrică conferind acuratețe și fiabilitate. Recomandări: Tensiunea sangelui variază de-a lungul zilei. Încercă să efectuați mai multe măsurători de-a lungul zilei pentru a înțelege mai bine reacțiile organismului în momente diferite ale zilei (după o activitate fizică, în timpul muncii, după mese etc.). Nu va bazati pe o singură măsurătoare. Se recomandă efectuarea a cel puțin două măsurători la o distanță de cel puțin 10-15 minute. Este necesar să lasați bratul să se odihnească timp de cel puțin 10-15 minute, deoarece congestiunea sanguină ar putea determina rezultate false. Mai multe măsurători, facute pe o perioadă lungă de timp, va vor indica mai bine tensiunea sanguină dumneavoastră. Este important să comparați măsurările facute întotdeauna în aceleasi condiții fizice. Memoria stochează: tensiunea arterială (sis