

Pulsoximetru

I.D.: 55265948

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.03.21 | Coduri CPV | 33124110-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pretul estimativ: | 69,00 RON - 69,00 RON |
|-------------------|-----------------------|

Descriere: Pulsoximetru IMDK model C101A2 Caracteristici: poate fi folosit atat adulti, cat si de copii (in cazul in care degetele copilului sunt prea mici, puteti folosi degetul mare de la piciorul acestora) masurarea este rapida si precisa si se realizeaza prin emiterea si receptia de raze infrarosii certificare CE ca si dispozitiv medical clasa 2-a, realizata de TUV SUD (CE 0123) produsul este potrivit pentru familii, spitale (incluzand uz clinic la internist/chirurg, pediatru etc.), organizatii sociale medicale, ingrijire fizica in sport, etc. ecran OLED cu 2 culori: pentru un afisaj mai bun al datelor ecranul cu afisaj rotativ multidirectional (6 moduri de afisare) va permite sa vizualizati rezultatele in orice directie prevazut cu alarma: se poate seta de utilizator (depasire interval puls, depasire interval SpO2) si atunci cand valorile masurate depasesc parametrii setati va exista o avertizare sonora greutatea si volumul redus il fac usor de transportat si depozitat consum redus de energie se inchide automat in caz de neutilizare mai mult de 8 secunde un singur buton de operare usor de utilizat: puneti unul dintre degete in orificiul de cauciuc al pulsoximetrului (o zona cat mai mare posibil) cu suprafata unghiei indreptata in sus, apoi eliberati clama. Apasati butonul de pornire si pulsoximetrul va intra in stare de functionare temperatura de functionare: 5°C pana la 40°C temperatura de depozitare: -10°C pana la 40°C mediu de depozitare - umiditate relativa: 15%- 80% greutate:
