
Compresa reutilizabila cu Gel Cald sau Rece cu gel

I.D.: 71735244

Data publicarii	29.07.22	Coduri CPV	33141119-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 84,00 RON - 84,00 RON

Descriere: Compresa cu Gel, Cald sau Rece - 18 cm Compresa reutilizabila cu Gel pentru Terapie Calda sau Rece 18 cm Compresa cu gel rece-cald pentru utilizare multipla in ameliorarea durerii. Fabricata dintr-o pungă exterioară din Polietilena puternică pentru o durabilitate îndelungată. Se adaptează bine la forma corpului. Usor de curatat Reutilizabila Continut: netoxic Dimensiuni: 18 x 18 cm Fabricat in Germania Domenii de folosire Terapie fizica Medicina sportiva Ortopedie Ginecologie Stomatologie Prim ajutor Tratament post-operator Folosire la rece Pentru temperaturi ridicate si ori de cate ori este necesara crioterapia. Puneti compresa in congelator oentru maximum 1.3 - 2 ore, scoateti, uscati si infasurati-o intr-o carpa, apoi aplicati unde este necesar Folosire la cald APA FIERBINTE: inmuati compresa in apa clocotita timp de maximum 7 minute, scoateti, uscati si infasurati-o intr-o carpa, apoi aplicati unde este necesar. ATENTIE! Gelul cald, rece, nu atinge fundul vasului in timpul incalzirii CUPTOR CU MICROUNDE: Se poate incalzi in cuptorul cu microunde la maxim 780/800W pentru 2 minute Consultati Doctorul inainte de a utiliza in urmatoarele cazuri Nou - Nascuti Copii Diabetici Piele sensibila (Sindromul Raynaud) Probleme cardio vasculare Achizitia tine loc de comanda ferma
