

Solutie pentru dezinfectia rapida de nivel inalt a suprafetelor si echipamentelor medicale

I.D.: 44421493

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 225,00 RON - 225,00 RON

Descriere: Dezinfectant rapid DE NIVEL INALT fără alcool pentru dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale Dezinfectant rapid DE NIVEL INALT fără alcool pentru dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale non-invazive și a suprafețelor sensibile la alcool. Sterisept RTU – soluție gata de utilizare are un spectru larg de activitate bactericidă (incl. MRSA, VRE), micobactericidă și fungicidă. Produsul are de asemenea, acțiune asupra virusurilor (incl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia și Rota) și sporilor (incl. Clostridium difficile). UTILIZARE: Produsul este gata de utilizare. Aplicați pe suprafață, asigurând o acoperire completă. Timpul de contact este de cel puțin 60 de secunde sau în funcție de eficacitatea cerută (a se vedea tabelul). SPECTRUL DE ACTIVITATE MICROBIOLOGICĂ: Eficacitate Metoda de testare Timp de contact Bactericid (incl. MRSA, VRE) EN13727, EN14561, EN13697 1 min Levuricid EN13624, EN13697 1 min Toate virusurile incapsulate EN14476 0,5 min Rotavirus EN14476 5 min Micobactericid EN14348 5 min Fungicid EN13624 10 min SPORICID (C. Difficile) EN13704 15 min FLACON 1L cu pulverizator
