

GELOZA SANGE BERBEC+Mediu AABTL+Mediu Sabouraud cu cloramfenicol +Mediu Mueller Hinton - pachet x 10

I.D.: 69601866

Data publicarii 27.05.22 Coduri CPV 24931250-6

Pretul estimativ: 223,10 RON - 223,10 RON

Descriere: GELOZA SANGE (BLOOD AGAR) 1.Compozitie: Peptonă peptica 10 g/l Extract de carne 10 g/l Clorură de sodiu 5 g/l Agar bacteriologic 15 g/l Sange defibrinat de berbec 70ml/l pH = 7,4 ? 0,2 2.Prezentare: Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: . Mediul este utilizat pentru cultivarea bacteriilor saprofite si patogene. Poate fi folosit ca mediu de îmbogățire. Extractul de carne si peptona peptica aduc necesarul de compusi de azot, carbon si vitamine.Clorura de sodiu mentine echilibrul osmotic al mediului. . 4.Recomandari de pastrare: Placile cu mediu se pastreaza la 2-8°C. 5.Valabilitate: 2 luni, Mediu AABTL, pachet x 10 placi mediu gata preparat 1. Compozitie: Peptona peptica din carne 15 g Extract de carne 3 g Extract de drojdie 3 g Tiosulfat de sodiu 1 g Lactoza 15 g Cristal viole 0,005 g Albastru de bromtimol 0,08g Agar-agar 12 g Apa distilata ad 1000 ml pH=7,4±0,2 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu Mediu Sabouraud cu cloramfenicol pach x 10 placi MEDIU MUELLER HINTON (MUELLER HINTON AGAR) 1. Compozitie: Hidrolizat de carne 2 g/l Hidrolizat acid de cazeina 17,5 g/l Amidon 5 g/l Agar bacteriologic 17 g/l pH = 7,4 ± 0,2 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu. 3.Principiu si interpretare: Mediul este utilizat pentru cultivarea de Neisseria si determinarea susceptibilitatii microorganismelor la agentii antimicrobieni. 4.Recomandari de pastrare: Se pastreaza la temperaturi 2- 8 °C. 5.Valabilitate: 3 luni in limita termenului in scris p