
MASCA DE OXIGEN PT COPII STERILA (PEDIATRICA)

I.D.: 65977315

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.02.22 | Coduri CPV | 33157110-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 79,90 RON - 79,90 RON

Descriere: Oferta refuzata: COMANDA PE SEAP ESTE FERMA TERMEN DE LIVRARE 3 ZILE LUCRATOARE, PRODUSUL SA FIE INSOTIT DE DOCUMENTE DE CALITATE SI CONFORMITATE , VALABILITATE MINIM 1 AN, PE FACTURA CONTUL DE TREZORERIE, TRANSPORT GRATUIT, SISTEM DE FIXARE CU ELASTIC, HIPOALERGENICE, FURTUN DE 2.1M, DE UNICA FOLOSINTA. Masca oxigen copil înainte de initierea oxigenoterapiei, pacientul trebuie asezat pe pat într-o poziție cât mai confortabilă (ideal: poziționarea pacientului cu capul și spatele aflate într-un plan mai elevat de restul corpului, la un unghi de 45-60 de grade) si trebuie sa explicam pacientului tehnica, pentru obținerea unei cooperări mai eficiente. Atasati tubulatura de alimentare la sursa de oxigen si setati debitul prescris, verificati fluxul oxigenului prin sistem. Pozitionati masca pe fata pacientului, dupa acomodarea pacientului cu masca strangeti usor capetele curelei elastice pentru fixarea pe cap a mastii. Apasati banda metalica de pe masca pentru a se alinia pe suprafata nasului si pentru a obtine o etansietate mai buna. Conector universal "tip trompeta", pt. conectare la sursa de oxigen. Sistem elastic de fixare pt. cap si clema pt. reglaj etansare. Furtun 2.1m lungime, cu protectie la: innodare, turtire sau strangulare. Ideala pt. utilizare de lunga durata la domiciliu sau ambulatoriu. În caz de administrare a oxigenoterapiei prin intermediul: - măștii faciale, se recomandă igienizarea tegumentelor faciale și a măștii de oxigen.
