

## Test rapid COVID-19 antigen saliva Realy Tech

I.D.: 64352148

---

Data publicarii	16.12.21	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 803,00 RON - 803,00 RON

---

Descriere: Test Rapid Saliva Antigen COVID-19 Realy Tech (1 Buc) Presentare: Setul de testare rapida antigen COVID-19 este destinat detectarii calitative a antigenelor SARS-CoV-2 (inclusiv pentru tulpina Delta) in saliva umana de la persoanele suspecte de infectarea cu coronavirus. Produs doar pentru uz profesional si diagnostic in vitro. Se recomanda ca prelevarea sa se faca dimineata pe nemancate. Contine: 1x dispozitiv de testare 1x tub de extractie 1x capac pentru tub de extractie 1x pahar pentru colectarea salivei 1x pipeta 1x solutie 1x manual de utilizare Avantaje: Tipul de testare este convenient: prin saliva Timpul de testare este rapid: 10 minute Sensibilitate: 92,9 % Specificitatea: 99,58% Acuratete: 96,79% Instructiuni: Scoateti dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat si folositi-l cat de curand posibil Asezati dispozitivul de testare pe o suprafata plana si curata Scoateti un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie Scuiptati saliva in paharul pentru colectare a salivei Extrageți 4 picături de saliva din pahar cu o pipeta si transferati-le in tubul de extractie Indoiti si aruncati paharul de colectare a probei intr-o pungă de plastic ca si deseu medical in conformitate cu reglementarile locale Inchideti tubul de extractie cu capacul si agitati usor tubul de extractie vertical timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei sa se amestece bine cu solutia Transferati 3 picături de pr

---