

## Set 5 Teste COVID Antigen Lateral Nazal Test FlowFlex Prefilled HSC DSP #1457

I.D.: 86725935

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.09.23 | Coduri CPV | 33696500-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Teste COVID Antigen Lateral Nazal Test FlowFlex (5 buc) Acest test se utilizeaza pentru a detecta prezenta antigenilor SARS-Cov-2 din specimenul prelevat. Poate fi utilizat pentru monitorizare in cazul simptomelor caracteristice COVID-19. In Lista Comuna HSC DSP #1457 RAPID. EXACT. UȘOR DE UTILIZAT. DE ÎNCREDERE. - Mai usor de utilizat de catre elevi si studenti - Mai potrivit in activitati ce necesita monitorizare continua - Specimen prelevat: Anterior Nazal (2,5 cm) - Aprobata de Comisia Europeana - Listat in BFARM (Germania) - Depisteaza inclusiv tulpinele Delta și Omicron - Avizat A.N.M.D.M.R. - Timp de testare: Rezultat afisat in 15 min. - Valabilitate: 24 luni - Depozitare: 2-30°C Performante clinice: - Sensibilitate: 97,10% - Specificitate: 99,50% - Acuratete: 98,80% Continut pachet: - 5x caseta de testare (1) - 5x betisoare de unica folosinta (swab) (2) - 1x instructiuni pentru utilizare (RO, BG, PL) (3) - 5x tuburi sigilate cu solutie, pentru tampoanele de extractie (4) Prefilled - 5x capace cu picurator (5) - 5x pungi pentru deseuri (6) Instructiuni - Spălați sau dezinfectați mâinile. Asigurați-vă că acestea sunt uscate înainte de a începe testul. - Citiți instrucțiunile kitului de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 înainte de utilizare. - Verificați data expirării imprimată pe punga de folie a casetei. - Deschideți punga. Verificați dacă pe casetă se află fereastra de rezultat și recipientul pentru specimen. - ACHIZITIA PRIN SEAP TINE LOC DE COMANDA FERMA

---