

---

## Masca Total Full Face, perimetru facial complet

I.D.: 84374102

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 04.07.23 | Coduri CPV | 33140000-3 33157100-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 10.050,00 RON - 10.050,00 RON

---

Descriere: Se poate utiliza in doua cazuri: I. Prin conectare la un circuit cu o singura tubulatura, pentru terapia CPAP/Bilevel in functie tipul de circuit, cu sau fara port de monitorizare CO2: a) Cu valva anti-asfixie si ventilata (circuitul nu are port CO2), marimile S (Cod 313-9554), L (cod 313-9552) si XL (cod 313-9555) b) Cu valva anti-asfixie si neventilata (circuitul are port CO2), marimile S (Cod 313-9557, L (cod 313-9558) si XL (cod 313-9559) Prin conectare la un circuit cu doua tubulaturi, pentru terapia NIV. a) In acest caz, nu este necesar ca masca sa aiba valva anti-asfixie si sa fie ventilata. ), marimile S (Cod 313-9551), L (cod 313-9553) si XL (cod 313-9556) Caracteristici: Manson din silicon medical moale care se muleaza etans pe fata pacientului in timpul furnizarii de gaze medicale. Suprafata fina a mansonului si presiunea scazuta necesara etanseizarii reduc riscul de iritatie a pielii sau rani si sporesc starea de confort a pacientului. Masca se fixeaza cu ham din material moale si rezistent care lasa pielea sa respire. Cele patru barete de prindere au fiecare cate doua pozitii de ajustare cu arici pentru potrivire optima, si in plus, baretele inferioare sunt detasabile si cu ajutorul clipsurilor cu eliberare rapida. Hamul are un al cincilea punct de ajustare, pe crestetul capului. Masca are conectori interschimbabili. Acestia se pot monta cu usurinta prin sistemul cu rotire si fixare cu clic, evitand desprinderea lor accidentala. Astfel, in functie de s

---