

---

## **Gel EKG albastru 5 litri cu dispenser GRATUIT de 260 ml - URGENT**

I.D.: 75698465

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 23.11.22 | Coduri CPV | 33140000-3 33141000-0 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 1.782,30 RON - 1.782,30 RON

---

Descriere: Gel Ecografie, EKG - 5 litri albastru + dispenser gratuit 260 ml ! Gelul cu ultrasunete a fost conceput pentru a fi utilizat in fizioterapie cu ultrasunete si diagnosticare si garanteaza o transmisie perfecta a undelor de ultrasunete. Solubil in apa Nu contine substante grase Usor de indepartat Nu pateaza Nu irita pielea, Inodor Nu constine substante active care ar putea deteriora sondele echipamentului ecografic Nu contine sare Instructiuni de folosire Gelul este gata de utilizare Curatati si degresati pielea pacientului Aplicati cantitatea de gel dorita Conectati si utilizati echipamentul si sondele urmand instructiunile furnizate de producatori Dupa procedura, indepartati toate reziduurile gelului cu un prosop de hartie sau cu un tifon umezit cu apa Opriti utilizarea gelului pentru pacientii hipersensibili, daca apar reactii cutanate. Avertizari Numai pentru utilizare externa Produsul nu este steril Nu aplicati gel pe pielea afectata de abraziuni, eritem sau rani Inchideti flaconul dupa utilizare Poate provoca iritatii sau inrosiri la persoanele alergice Contactul cu ochii poate provoca iritatii Analistul cu pielea sensibila trebuie sa poarte manusi de protectie in timpul utilizarii Nu utilizati gelul dupa data de " utilizare pana la " pe sticla In cazul in care ambalajul contine o sticla reincarcabila goala etichetata, trebuie completat numai produsul cu numele de pe eticheta Ingrediente Aqua, Carbomer, Sodium Hydroxide, EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, E 13

---