

Sonde nazale pentru oxigen cu doua cai

I.D.: 54357676

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.02.21 | Coduri CPV | 33140000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 50,00 RON - 50,00 RON

Descriere: Sonde / Canule nazale pentru oxigen, cu doua cai, NARINE Adulti / Copii Canula nazala pentru adulti/copii pentru pentru furnizarea oxigenului pentru pacientii conectati la kit-ul respiratoriu. Produs Steril MARCAJ CE ISO ADULT sau COPIL 100 bucati pe bax Mod de utilizare Atasati tubulatura pentru oxigen la sursa de oxigen sau alt gaz si dimensionati fluxul de oxigen conform prescriptiei medicului. Verificati trecerea oxigenului/alt gaz prin tub si aparate Introduceti cele 2 varfuri in narile nasului pozitionand cele 2 tuburi pe sub barbie si pe dupa urechi In mod delicat ajustati marginile din plastic pana cand canula nazala este fixata bine Varfurile pentru nari se pot ajusta prin taiere pentru a se potrivi mai bine pacientului Atentie Produs de unica folosinta. Aruncati dupa prima utilizare A nu se utiliza daca ambalajul este deteriorat sau desfacut Anu se depozita / pastra la temperaturi ridicate si umiditate Asigurati-va ca toate conexiunile, legaturile sunt sigure si ca aerul / oxigenul cirucla liber prin tubulatura. Prezenta tine loc de comanda ferma
