
ANIOXYDE 1000

I.D.: 43601904

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 28.08.19 | Coduri CPV | 33631600-8 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 9.300,00 RON - 9.300,00 RON

Descriere: ANIOXYDE 1000 Sterilizare a sistemului PHERA pentru dispozitive medicale termosensibile. STERILIZARE totala la rece a materialului chirurgical si medical. STERILIZAREA materialului de endoscopie si a materialului termosensibil. Este sterilizant in 5 minute pentru tot spectrul de bacterii, fungi, virusuri, spori si se mentine stabil in baie timp de 14 zile. 1. Varsati continutul flaconului "activator" (cu solutia de activare) în bidonul de 5 l "generator" 2. Varsati preparatul activat în baia de dezinfectie (asigurati omogenizarea produsului ANIOXYDE 1000) 3. 15 minute dupa amestecare, ANIOXYDE 1000 este gata de folosire. 4. Scufundati dispozitivul medical în baia de ANIOXYDE 1000, dupa o prealabila curatare cu grija a - Activator : catalizator de agenti oxidanti, derivati glicolici, tensioactivi non ionici, izopropanol si colorant - Generator : peroxid de hidrogen, inhibitori de coroziune, agenti stabilizatori - Solutie activata : baia activata corespunde unui amestec al produselor de mai sus, cu producerea acidului peracetic în concentratii maxime de 0,15% sau 1500 ppm. TIMP DE ACTIUNE 5 MINUTE PENTRU TOT SPECTRUL ANTIMICROBIAN -PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
