

## Burete hemostatic gelatina steril - Tampon 80 x Ø 30 mm

I.D.: 83672251

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	33141127-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	220,00 RON - 220,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Conditii refuzate: INITIALIZAREA ACHIZITIEI TINE LOC DE COMANDA, este fabricat din spumă de gelatină purificată, care îi conferă o porozitate uniformă și reacționează neutru. Spuma uscată este tăiată, ambalată și sterilizată folosind radiații gamma. Doza de radiație utilizată pe este de 2,5 Mrad (25 kGy). este disponibil imediat pentru utilizare în sala de operație și nu necesită nicio sterilizare prin căldură uscată sau autoclavare. Produsele sunt ambalate dublu, dublu sterile. a demonstrat că atinge hemostaza în câteva minute. Indicație burete Gelatin hemostatic local pentru utilizare în proceduri chirurgicale care implică sângerare venoasă și scurgere în cazul în care hemostaza tradițională este dificilă sau nepractică și utilizarea materialelor neresorbabile este nedorită. a demonstrat că atinge hemostaza în câteva minute. Mecanismul hemostatic aderă la locul sângerării și absoarbe de aproximativ 50 de ori greutatea proprie. Datorită porozității unifor, trombocitele sanguine sunt prinse și cascada de coagulare este activată, transformând fibrinogenul solubil într-o rețea de fibrină insolubilă care oprește sângerarea. Când este implantat în țesut, este absorbit în 2-3 săptămâni. este complet bio-absorbabil. Mod de aplicare poate fi utilizat sub formă uscată sau după scufundarea în soluție salină fiziologică care trebuie îndepărtată înainte de aplicarea buretelui. trebuie apăsat ferm pe locul hemoragiei. Buretele poate rămâne in situ (după ce au fost luate măsuri stricte aseptice) și rana poa