

ECO&ECG Gel 250 ML

I.D.: 43662956

Data publicarii	02.08.19	Coduri CPV	24590000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	22,40 RON - 22,40 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: ECO&ECG Gel 250 ML Gel de contact pentru investigatii cu ultrasunete - mediu de transmitere a ultrasunetelor între transductor si suprafata externa a corpului, transparent, hidrosolubil, hipoalergenic. Elimina aerul dintre piele si proba, permițând undelor sa ajunga la aparatul de monitorizare intr-un mod cât mai clar. Corectitudine acustica pentru o gama larga de frecvente utilizate; complet apos, nu pateaza hainele și nu deterioreaza conductorii. Instrucțiuni de utilizare: Curatati si degresati pielea pacientului. Aplicati cantitatea adecvata de Konix EcoGel. În cazul utilizarii defibrilatorului acoperiti cu atentie ti in totalitate suprafata padelelor cu gel și efectuați procedura conform instructiunilor din manual. La finalul investigatiei îndepartati de pe piele cu un prosop sau un servetel de hârtie. Curatati echipamentul imediat dupa utilizare. Contraindicații: A nu se utiliza pentru uz intern, adica, în intraoperator, intracavitar, sau aplicații de biopsie. Acest produs nu este destinat uzului casnic. mai puțin
