

Test Rapid COVID-19 Safecare, 1 Buc

I.D.: 102756508

Data publicarii	11.09.24	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.000,00 RON - 5.000,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Test Rapid Antigen COVID Self-Test Nazofaringian (1 buc) Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 este un test in vitro bazat pe imunocromatografie. Este conceput pentru determinarea rapidă calitativă a antigenului virusului SARS-CoV-2 în tampoane nazale de la indivizi cu sau fără simptome sau alte motive epidemiologice pentru a suspecta COVID-19. Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 detectează proteina nucleocapsidică SARS-CoV-2 (proteina N). Materiale incluse: - 1x card de test rapid Antigen SARS-Cov-2 - 1x tampon steril - 1x tub de extractie preumplut cu solutie tampon - 1x instructiuni de utilizare (RO) - suport tub (incadrat in cutie) Sumar instructiuni (inainte de testare, va rugam cititi cu atentie instructiunile complete din prospect): Pregatire inainte de colectarea probei: Asigurati-va ca aveti la indemana o suprafata plana (masa), curata si uscata pentru efectuarea testului. Spalati mainile timp de 20 secunde, cu apa calda si capun sau folositi dezinfectant. Uscati mainile cu prosoape de hartie. Pentru o mai buna protectie si evitarea contaminarii, se recomanda folosirea manusilor si ochelarilor de protectie (nu sunt incluse) 1. Colectarea de probe: - introduceti cu grija tamponul intr-o nara, astfel incat varful sa fie introdus la cel putin 2.5 cm de marginea narii. - rulati tamponul de 5 ori sau mai mult de-a lungul mucoasei din interiorul narilor pentru a va asigura ca sunt colectate atat mucusul, cat si celulele. Lasati