

Aspirator nazal cu conectare la aspiratorul casnic (batista bebelusului), Arianna 1 buc

I.D.: 65945833

Data publicarii	03.02.22	Coduri CPV	42999100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	41,14 RON - 41,14 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA Culori: transparent Compozitie: silicon
Caracteristici: - Aspirator nazal Batista bebelusului este un dispozitiv atestat clinic ce se racordeaza la aspiratorul caznic pentru a curata mucozitatile celor mici. - Este deci importanta eliminarea sistematica a secretiei nazale si eliberarea cailor respiratorii.ocmai pentru acest scop a fost creat acest dispozitiv numit "batista bebelusului" care racordat la aspiratorul casnic curata nasucul copiilor. - Este recomandata insa si consultatia medicala intrucat cauza scurgerilor purulente nazale indelungate trebuie sa fie stabilita de medic. - include 2 duze de aspirare (dispozitiv ce se introduce in nara copilului) Instructiuni de utilizare: Introducem partea marcata cu "C" in tubul flexibil al aspiratorului casnic. Bebelusul sau copilul va fi fixat in pozitie sezanda. Capul de aspiratie marcat cu "A" este introdus in nara copilului. Instrumentul isi regleaza automat puterea de aspiratie! Nu provoaca durere sau neplaceri copilului. Pentru a-l obisnui cu aspiratorul nazal, inainte de folosire, explicati-i cum functioneaza, pentru ce e nevoie de el si sub stricta supraveghere, puteti sa i-l dati in manuta sa se obisnuiasca cu el. Aspiratia trebuie continuata cu intreruperi de cateva secunde, pana cand sunt extrase toate secretiile. Capul de aspiratie introdus in orificiul nazal poate fi miscat in sus, in jos si lateral,
