
Teste / test rapid de sarcina rapid pentru sarcina tip banda / test rapid pentru sarcina tip banda

I.D.: 100138560

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 70,00 RON - 70,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Test de sarcina tip banda Mod de utilizare test de sarcina tip banda
Colecteaza urina intr-un vas curat si uscat. Introdu testul in vas pana la nivelul sagetilor
indicatoare, timp de 15-20 secunde, apoi aseza-l pe o suprafata plana si uscata. Citeste
rezultatul dupa 5 minute dar nu-l interpreta mai tarziu de 10 minute. Testul poate fi facut in
orice perioada a zilei. Daca rezultatul este invalid, repeta testul dupa 24 de ore. Nu desface
testul inainte de a-l folosi. Nu-l lasa la indemana copiilor. Nivelul hormonului HCG poate fi
depistat dupa 7 zile de la concepere, concentratia acestuia continuand sa creasca pana la
100 mIU/ml in prima zi a lipsei ciclului menstrual. Acest test poate detecta in urina
concentratii mici de numai 20mIU/ml. Rezultatul testului trebuie corelat cu un control la
medicul de specialitate. Precautii speciale: - Nu desface testul inainte de a-l folosi! - Nu lasa
la indemana copiilor! - A se pastra la temperatura camerei (+18 +30° C). - Citeste cu
atentie prospectul inainte de utilizareTest de sarcina Intim Tip Banda. COMANDA MINIMA
ESTE DE 500 LEI !
