

Masti Medicale (Chirurgicale) Faciale tip IIR Unica Folosinta EN14683:2019+AC:2019

I.D.: 50824106

Data publicarii	19.10.20	Coduri CPV	18143000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 925,00 RON - 925,00 RON

Descriere: Performante mast medicale tip IIR 1. Eficienta filtrarii bacteriene (BFE) % - EN 14683:2019+AC:2019 (E) Annex B ≥ 98 % 2. Presiune diferentiala (Pa,cm2) - EN 14683:2019+AC:2019 (E) Annex C < 60 3. Penetrare la sange sintetic (kPa) - EN 14683:2019(E) ISO 22609:2004 ≥ 16.0 4. Curatenie microbiana (CFU/g) - EN 14683:2019(E) Annex D ≤ 30 Specificatii: Dimensiune: 175x95mm Structura: 3 straturi, 3 pliuri cu clema nazala, prindere cu elastic, nesterila Produsul este adecvat pentru protectia de baza a personalului medical sau a personalului auxiliar si pentru protectia impotriva transmiterii de sange, lichide corporale si stropire in cursul operatiilor invazive. Standard: EN 14683-2019 tip IIR Utilizare 1. Verificati daca ambalajul este intact 2. Deschideti ambalajul si scoateti masca. Acoperiti gura si nasul cu panza de culoare inchisa in exterior. Pliati suportul nazal pe forma nasului pentru a preveni intrarea aerului prin partea laterala a nasului. Trageti masca in jos spre mandibula pentru a va acoperi corect fata complet. 3. Acest produs este de unica folosinta. Se recomanda inlocuirea acestuia la fiecare 4 ore. Aruncati-l conform cerintelor pentru gestionarea deseurilor medicale. Contraindicatii 1. A se folosi cu grija de catre persoanele alergice la panza netesuta. Ambalare: 50bucati/cutie Cantitate minima: 50 buc/cutie
