
Kit de colorare rapidă frotiuri RAL DIFF-QUIK, 3 x 100 mL

I.D.: 78737663

Data publicarii	15.02.23	Coduri CPV	24224000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.776,50 RON - 1.776,50 RON

Descriere: Kit de colorare rapidă frotiuri RAL DIFF-QUIK, 3 x 100 mL Fiecare kit conține: Soluție de fixare RAL Diff-Quik Această soluție pe bază de metanol va stabiliza componentele celulare. Soluția I și II se aplică individual pe frotiul fixat pentru a colora diferențial componentele celulare specifice. Soluție RAL Diff-Quik I (soluție Xanten) O soluție tamponată de Eosin Y (un colorant anionic) Soluția RAL Diff-Quik II Soluția II este o soluție tamponată de coloranți tiazinici (coloranți cationici) constând din albastru de metilen și Azure A. Colorarea bazofilă rezultată a nucleolilor și citoplasmei se datorează componentei albastru de metilen a amestecului. Componenta anionică a nucleolilor și citoplasmei, care este colorată cu albastru de metilen cationic, se presupune că este ARN. Beneficiul produsului Personalizarea modului de utilizare - Diferitele grade de umbrire permit RAL Diff-Quik să ofere colorare preferențială fiecărui laborator. Nucleii sunt colorați de la roșu până la violet (meta-cromatic) de către componenta azurie a amestecului de coloranți. Se considera că ADN-ul este capabil să funcționeze ca un cromotop pentru Azure A, B și violet de metilen. Soluția de xanten colorează citoplasma de la roz la roșu-gălbui. De ce ai alege RAL Diff-Quik? Oferă o colorare clară, precisă mai rapidă și mai ușoară, într-un singur kit gata de utilizare!
