
Dezinfectant pt. suprafete cu aldehide si fara formaldehide- MELSEPT SF-5 L sol.concentrata 19078 OPM

I.D.: 102459477

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.09.24 | Coduri CPV | 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 608,12 RON - 608,12 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Melsept® SF este o solutie apoasa concentrata pentru dezinfectia zonelor cu risc din spital si din practica generala. Eficacitatea sa se bazeaza pe continutul crescut de aldehide, fara formaldehide, fiind conform cu normele DGHM, asigurând inactivarea bacteriilor (inclusiv TB), a fungilor si virusurilor. Agentii activi de spalare asigura o curatare igienica, folosirea altor agenti de spalare ne mai fiind necesara Proprietati Melsept® SF • are un spectru larg de actiune datorita aldehydelor • nu contine formaldehida • concentratia de lucru folosita este foarte scazuta • are putere de curatire si dezinfectie foarte buna • are un miros placut • permite controlul vizual al solutiei datorita culorii albastre Indicatii Melsept® SF se foloseste pe toate suprafetele în toate zonele cu risc crescut din spitale si cabinete medicale. La dezinfectia aparaturii medicale, aparatelor de dializa, incubatoarelor si alte aparate similare. Combina dezinfectia si curatirea suprafetelor în profilaxia intraspitaliceasca conform normelor DGHM (German Society for Hygiene and Microbiology) Realizeaza dezinfectia profilactica a suprafetelor în spitale si cabinete medicale. Profilaxia în TBC este testata cu Mycobacterium phlei. Eficient împotriva HBV. Substante active 100 g de solutie contine: - Glutaraldehyde 4,5 g -Glyoxal 3,2 g -Clorura de didecildimetilamoniu 7,5 g Agenti activi de spalare Aspect solutie: limpede, albastru deschis Miros: placut
