

SOLUTIE DEZINFECTANTA A SUPRAFETELOR SI DISPOZITIVELOR MEDICALE cu substanta propan-2-ol

I.D.: 57885213

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	33631600-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.500,00 RON - 13.500,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: SOLUTIE DEZINFECTANTA A SUPRAFETELOR SI DISPOZITIVELOR MEDICALE PE ORICE SUPRAFATA. Solutie dezinfectanta a suprafetelor si dispozitivelor medicale. Sunt recomandate pentru suprafețele dure, non-poroase ale dispozitivelor medicale. Solutie cu propan-2-ol, alcool izopropilic, isopropanol 17%, 2-butoxietanol, etilen glicol monobutil eter, butil celosolv si clorură de benzetoniu; Spectrul de activitate: Acțiune rapidă. Tuberculocidă, bactericidă (MRSA) și fungicidă în maxim 3 minute. TIMP CONTACT 3 minute / METODĂ TESTARE pentru Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG) AOAC, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) NR. 2654/07 EN 13727, Staphylococcus aureus CCM3953 EN 13727, Enterococcus faecalis CCM 2423 EN 13727, Proteus vulgaris CCM 1799 EN 13727, Candida albicans CCM 8186 EN13624, Aspergillus niger CCM 8189 EN13624; TIMP CONTACT 2 minute / METODĂ TESTARE pentru Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) AOAC, Clostridium difficile (stare vegetativa) AOAC, Salmonella enterica AOAC, Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus (VISA) AOAC, Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE) AOAC, Staphylococcus aureus cu susceptibilitate redusă la vancomicină AOAC, Hepatitis B Virus (HBV) AOAC, Hepatitis C Virus (HCV) AOAC, Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) AOAC; TIMP CONTACT 1 minut / METODĂ TESTARE pentru Hepatitis C Virus (HCV) AOAC, Human Coronavirus AOAC, Escherichia coli ATCC 10536 EN 13727, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 EN 13727, Staphyloc
