

## **Dezinfectant pentru suprafete concentrat - ISORAPID® OP FORTE AF -canistra 5 L**

I.D.: 80424559

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	39831240-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.215,20 RON - 4.215,20 RON

Descriere: Pentru dezinfectia prin ștergere sau frecare utilizați o soluție apoasă în concentrația adecvată, Umeziți complet suprafețele ce urmează a fi dezinfectate. Pentru a dezinfecta un (1) metru pătrat este necesară o cantitate de 20-40 ml de soluție dezinfectantă gata preparată. Umpleți o găleată cu 8 litri apă de la robinet. Deșurubați capacul recipientului și turnați în găleată cantitatea de dezinfectant necesară obținerii soluției de lucru în funcție de acțiune și timpul și acțiunea biocidă dorită. Se recomandă ca apa să fie rece/călduță (maxim 25°C). Pentru a măsura cu corectitudine dozajul, utilizați capacul pentru măsurarea cantității de dezinfectant utilizată (gradația de jos = 20 ml, gradația de sus = 40 ml). Pe eticheta de pe spatele flaconului este un tabel de calculare a dozajului. Bactericidal 1% in 1 min. Antibiotic-resistant bacteria 1% in 1 min. Yeasticidal 1% in 1 min. Antibiotic-resistant yeasts 1% in 1 min. Virusuri cu invelis 1% in 5 min. BVDV 1% in 5 min. Coronavirus 1% in 5 min. Hepatitis B virus 1% in 5 min. Hepatitis C virus 1% in 5 min. Herpes simplex virus 1% in 5 min. HIV 1% in 5 min. Influenza A virus 1% in 5 min. Vaccinia virus 1% in 5 min. Adenovirus 2% in 1 min. Norovirus 2% in 5 min. EN 1040, EN 1275, EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14476, RKI/DVV Aplicați dezinfectantul pe toată suprafața ce trebuie dezinfectată prin ștergere sau imersie. Lăsați produsul să acționeze. Frecați dacă este necesar. Nu clătiți. Degajă un miros pr