



Indicatori biologici pentru oxid de etilena

I.D.: 46323925

Data publicarii	11.05.20	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.100,00 RON - 2.100,00 RON

Descriere: Indicatorul biologic este destinat monitorizarii proceselor de sterilizare cu oxid de etilena. Este compus dintr-un suport de hârtie îmbibat cu o populatie standardizata de spori de Bacillus Atrophaeus, o fiola de sticla ce contine un mediu de cultura cu indicator de pH, un capac de plastic cu filtru si un pliu de plastic. Indicatorul biologic con?ine un indicator chimic de proces pe eticheta ce îsi va schimba culoarea de la maro-roscat, la verde dupa expunerea la procesul de sterilizare cu oxid de etilena. Mediul de cultura se va schimba de la verde la galben daca sunt prezenti spori viabili si daca s-au îndeplinit conditiile de incubare. Pentru a testa eficacitatea sterilizarii cu oxid de etilena spargeti fiola de sticla (conform instructiunilor de utilizare) si asigurati-vă ca mediu de cultura umezeste complet banda cu spori. Incubati fiolele la $37 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($99 \pm 3^{\circ}\text{F}$), împreuna cu indicatorii procesati, timp de pâna la 48 de ore
