

Aspirator nazal cu conectare la aspiratorul casnic (batista bebelusului), Arianna 1 buc

I.D.: 65942920

Data publicarii	03.02.22	Coduri CPV	42999100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 123,42 RON - 123,42 RON

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA ulori: transparent Compozitie: silicon Caracteristici: - Aspirator nazal Batista bebelusului este un dispozitiv atestat clinic ce se racordeaza la aspiratorul caznic pentru a curata mucozitatile celor mici. - Este deci importanta eliminarea sistematica a secretiei nazale si eliberarea cailor respiratorii.ocmai pentru acest scop a fost creat acest dispozitiv numit "batista bebelusului" care racordat la aspiratorul casnic curata nasucul copiilor. - Este recomandata insa si consultatia medicala intrucat cauza scurgerilor purulente nazale indelungate trebuie sa fie stabilita de medic. - include 2 duze de aspirare (dispozitiv ce se introduce in nara copilului) Instructiuni de utilizare: Introducem partea marcata cu "C" in tubul flexibil al aspiratorului casnic. Bebelusul sau copilul va fi fixat in pozitie sezanda. Capul de aspiratie marcat cu "A" este introdus in nara copilasului. Instrumentul isi regleaza automat puterea de aspiratie! Nu provoaca durere sau neplaceri copilasului. Pentru a-l obisnui cu aspiratorul nazal, inainte de folosire, explicati-i cum functioneaza, pentru ce e nevoie de el si sub stricta supraveghere, pueti sa i-l dati in manuta sa se obisnuiasca cu el. Aspiratia trebuie continuata cu intreruperi de cateva secunde, pana cand sunt extrase toate secretiile. Capul de aspiratie introdus in orificiul nazal poate fi miscat in sus, in jos si lateral,
