

## **Calificare Incubator microplaci Stat fax 2200 si verificare/revizie spalator microplaci Stat fax 220**

I.D.: 42208530

---

Data publicarii	11.03.19	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.620,00 RON - 1.620,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Pachetul include: 1. Revizie periodica spalator microplaci In cadrul reviziei se verifica: - Verificarea echipamentului din punct de vedere electric; - Curățarea echipamentului în întregime, inclusiv în părțile inaccesibile operatorului - Verificarea bunei funcționări a panoului de comandă - Verificarea tubulaturii de aspirație și de spălare 2. Calificare OQ-PQ incubator microplaci Teste OQ: - Se face identificarea aparatului și a accesoriilor acestuia; - Se verifică conectarea corectă la rețeaua electrică; - Se verifică funcționalitatea funcțiilor de bază oferite de panoul de comandă; - Se verifică rata de încălzire; - Se verifică rata de răcire (dacă este cazul); - Se verifică precizia măsurării timpului; - Se verifică și se resetează termostatul de siguranță; - Se verifică funcționarea avertizorului acustic; - Se verifică și se calibrează dacă este cazul indicația de temperatură de pe aparat și, dacă există, indicația de pe înregistratorul auxiliar. Dacă nu este specificată în manualul de service, temperatura la care se face calibrarea este apropiată de cea la care funcționează în mod normal. Scopul acestui test este de a constata variația în timp și spațiu a temperaturii precum și deviația față de temperatura reală. Teste PQ: - Se monitorizează temperatura pe durata a maxim 5 ore folosind până la 5 senzori. Fiecare senzor va fi amplasat în încărcătura pe care clientul o utilizează în mod frecvent, astfel încât să indice temperatura acesteia. echipamentul se va încălca la c

---