

Conti gel contiGel gel pentru ecografie ecograf ecografic EEG & Defibrilatie 5 litri culoare roz

I.D.: 63906056

Data publicarii	08.12.21	Coduri CPV	24951100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	598,80 RON - 598,80 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Conditii refuzate: ContiGel Ecografie, EEG & Defibrilatie - 5 litri Conti Gel este un gel foarte bun de transmisie a ecoului pentru diagnosticarea ECG / EEG si pentru utilizarea Defibrilatorului. Este conceput pentru a reduce rezistenta dintre piele si electrozi. Este solubil in apa, inodor, usor de indepartat. Nu pateza, nu unge Nu contine substante active ce ar putea deteriora electrozii Instructiuni de folosire Gelul este gata de utilizare Curatati si degresati pielea pacientului Aplicati cantitatea de gel dorita Conectati si utilizati echipamentul si sondele urmand instructiunile furnizate de producatori Dupa procedura, indepartati toate reziduurile gelului cu un prosop de hartie sau cu un tifon umezit cu apa Opriti utilizarea gelului pentru pacientii hipersensibili, daca apar reactii cutanate. Avertizari Numai pentru utilizare externa Produsul nu este steril Nu aplicati gel pe pielea afectata de abraziuni, eritem sau rani Inchideti flaconul dupa utilizare Poate provoca iritatii sau inrosiri la persoanele alergice Contactul cu ochii poate provoca iritatii Analistul cu pielea sensibila trebuie sa poarte manusi de protectie in timpul utilizarii Nu utilizati gelul dupa data de " utilizare pana la " pe sticla In cazul in care ambalajul contine o sticla reincarcabila goala etichetata, trebuie completat numai produsul cu numele de pe eticheta Ingrediente Aqua, Carbomer, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, E129 Comanda minima 500 lei mai putin.