

Masuta de servire pacient la pat

I.D.: 102442663

Data
publicarii

04.09.24

Coduri CPV

33192200-4

Pretul
estimativ:

290,00 RON - 290,00 RON

Descriere: DESCRIERE Masa pentru pacient peste pat este destinată utilizării în spitale, aziluri de bătrâni sau în alte locuri. Datorită capacității de a schimba înălțimea mesei și unghiul de înclinare, este extrem de confortabil pentru un pacient imobilizat la pat - în timp ce mănâncă, citește, etc. Cadrul este construit astfel încât masa să poată trece cu ușurință sub pat. Produsul nu trebuie folosit în aer liber sau așezat pe suprafețe înclinate sau neuniforme! Blatul este din lemn, cu margini ridicate de-a lungul întregului perimetru al blatului. Reglabil: unghi de înclinare - până la 45°, înălțime - de la 73 cm la 116 cm. Patru roți cu diametrul de 7,5 cm sunt echipate cu frâne. Pentru a porni frânele - apăsați mânerul de blocare a frânei în jos, pentru a-l opri - ridicați-l, pentru a bloca masa într-o poziție - porniți frânele de cel puțin trei roți. Asamblare. Înșurubați roțile în partea inferioară a cadrului (strângeți-le folosind instrumentul inclus). Fixați suportul inferior de partea cadrului cu trei șuruburi și fixați-l cu piulițe. Introduceți partea superioară a suportului în blat, înșurubați mânerul astfel încât blatul să nu se poată mișca. Conectați partea superioară a mesei cu cea inferioară. După ce ați ales înălțimea potrivită a mesei, fixați-o cu un mâner. Fiecare masă de pacient peste pat este verificată în fabrică, astfel încât doar un produs de calitate ajunge la utilizator. Se recomandă depozitarea mesei într-un loc uscat ferit de lumina directă a soarelui, cur