

Test rapid [Lista DSP EU HSC - ID 1331] Antigen COVID-19 Lepu Medical, lateral nazal, Set 5 buc

I.D.: 60329954

Data publicarii	24.08.21	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 13.800,00 RON - 13.800,00 RON

Descriere: Set de testare rapida Antigen SARS-CoV-2 (imunocromatografie coloidala). Produsul este destinat detectarii calitative a antigenului impotriva SARS-CoV-2 in probe clinice: tampon nazal. Test destinat uzului profesional (cadre medicale) Produs recunoscut de Comisia Europeana. Continut: 5x card de testare 5x solutie 5x tampon de extractie 1x manual de utilizare Avantaje: Sensibilitate: 92% Specificitate: 99,26% Acuratete: 96.7% Tip de testare: nazal Testul este rapid, rezultat in max. 20 minute Rezultatul testului este recunoscut de DSP Masuri de precautie: Testul este destinat doar pentru uz profesional Nu utilizati dispozitivul de testare dupa data expirarii Nu pastrati produsul la temperaturi ridicate si umiditate excesiva Temperatura ar trebui sa fie intre 15-30 °C, iar umiditatea ar trebui sa fie sub 70% Metoda de testare: Desigilati amabalajul si scoateti cardul de testare Puneti cardul de testare intins si desfacut, pe o suprafata plana In timpul prelevarii, introduceti tamponul de extractie in ambele cavitati nazale si rotiti usor de 5 ori Indepartati protectia dublu-adeziva de pe cardul de testare Introduceti tamponul de proba prin partea de jos a orificiului A spre orificiul B Adaugati 6 picaturi de solutie in orificiul A. Rotiti coada tamponului, de 2 ori in fiecare directie Pliati partea stanga peste cea dreapta si apasati usor pe partea cu dublu-adeziv pentru a uni cele 2 parti si sa se potriveasca complet Cititi rezultatul in 15-20 minute Fisa tehnica co