

PIC SOLUTION - Ser fiziologic RinoFlux steril NaCl 0,9% 10 fiole x 10ml

I.D.: 54646043

Data publicarii	25.02.21	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.520,00 RON - 2.520,00 RON

Descriere: Serul fiziologic este o preparare sterila din clorură de sodiu și apă purificată. Flaconul este steril, practic, ușor și pregătit pentru a fi folosit. Având în vedere că nu există contraindicații, este adecvat pentru utilizarea pe termen îndelungat. Produsul este furnizat în flacoane cu doză unică. Pentru a menține sterilitatea, este recomandat să folosiți integral conținutul la o singură utilizare. Indicații pentru utilizare Serul fiziologic (soluția salină) este indicată pentru : - În terapia cu aerosoli atât ca unica substanță cât și în combinații cu alte medicamente prescrise de medicul curant, pentru a fluidiza secrețiile și de a umidifica membranele nazale, pentru curățarea nazală și excesul de secreții la adulți, și pentru copiii care nu își pot sufla nasul în mod autonom; - Pentru igiena zilnică a membranelor mucoaselor nazale, în vederea prevenirii congestiei nazale cauzate de acumularea de secreții; - Pentru a ușura drenajul secrețiilor în exces cauzate de răceli; Poate fi utilizat și pentru igiena externă a ochilor. Instrucțiuni de utilizare în igiena nazală Desprindeți o fiolă. Deschideți-o după ce v-ați spălat în prealabil pe mâini, rotind capacul și asigurați-vă că fiola nu atinge nicio suprafață. (figura 1 din prospect) Înclinați-vă capul spre stânga; pentru copii, așezați copilul pe o parte, susținându-i capul cu o mână (fig.2). Introduceți ușor capătul fiolei în nară și irigați cu o cantitate mare de soluție. Repetați pentru cealaltă