
Termometru cu infrarosu non contact Berrcom

I.D.: 48203581

Data publicarii	17.07.20	Coduri CPV	38412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 215,00 RON - 215,00 RON

Descriere: Termometru non contact cu infrarosu Berrcom Termometrul Berrcom® JXB-178 a fost realizat utilizând cea mai nouă tehnologie infraroșu. Tehnologia permite măsurarea temperaturii arterei temporale de la o distanță de 3~5 cm de frunte. Precis, instant și fără contact, modelul JXB-178 este cel mai performant termometru pentru măsurarea temperaturii, care nu prezintă niciun risc. Este demonstrat faptul că temperatura măsurată la nivelul arterei temporale este mult mai precisă față de cea măsurată la nivelul timpanului și este mai bine tolerată față de metoda rectală de măsurare. Temperatura poate fi luată așezând termometrul la nivelul frunții, în regiunea temporală. Această metodă nouă este mult mai eficientă față de cea auriculară și este mai bine tolerată față de metoda rectală. Modelul JXB-178 a fost special proiectat pentru a măsura temperatura fără vreun contact direct cu fruntea sau artera temporală. Având în vedere faptul că această arteră este la suprafața pielii iar circulația este constantă și regulată, permite o citire precisă. Artera temporală este legată de inimă prin intermediul arterei carotide care este legată de aortă. Face parte din sistemul circulator. Eficacitatea, viteza și confortul măsurării temperaturii în această zonă sunt ideale în comparație cu alte metode. Cum să luați temperatura Poziționați aparatul înspre frunte, spre zona temporală, la o distanță de 3 cm -5 cm de aceasta, apăsați butonul pentru măsurare și se va afișa temperatura instant. Nu es
